

Version 1.0.0

Bug

- [LC-1] - Fehler beim Zurückschreiben der GDT
- [LC-11] - "Object disposed"-Exception beim Beenden des Connect's
- [LC-22] - Versichertennummer und -ID-Erkennung anpassen
- [LC-23] - Liste offene Aufträge zeigt die Anforderungen nicht korrekt an
- [LC-24] - Nach dem Update auf eine neue Version werden beide Versionen unter Programme Hinzufügen & Entfernen angezeigt
- [LC-25] - Beim Download des Installers (über Firefox) wird kein ZIP File erzeugt
- [LC-46] - Absturz von labGate Connect nach mehreren Aufträgen
- [LC-47] - Registry Einträge seit der neuen Version teilweise geändert
- [LC-48] - Nach der Beauftragung scheint die Sitzung offen gehalten zu werden und nach einer gewissen Zeit abzulaufen
- [LC-51] - GDT Rückschreibung anpassen
- [LC-53] - Straßenname wird teilweise doppelt zum Channel übertragen
- [LC-54] - Absturz von labGate Connect nach Abbruch des Auftrages im Channel
- [LC-55] - Erneuter Absturz nach Neustart
- [LC-57] - Logfile und Datenbank Pfad anpassen
- [LC-59] - Logfile und Datenbank Ordnerpfad anpassen
- [LC-60] - GDT Rückimport anpassen
- [LC-64] - Speicherort der labgate Datenbank bei MOLIS Plugin
- [LC-66] - Unhandled exception! bei kompletter Neuinstallation
- [LC-69] - Absturz nach 3 Aufträgen zum Channel
- [LC-72] - SVA Status wird nicht vom Barcode ausgelesen
- [LC-73] - Absturz von labGate

Neue Funktion

- Daten aus einem PCL Druck (Druck aus dem AIS) können von labGate connect verarbeitet werden.
- Verarbeitung der Daten aus PDF417 Barcode eines virtuell gedruckten Muster 10 Scheines.
- labGate connect kann über ein Auto-Update Prozess aktualisiert werden.
- Zeichensatz für des GDT-Import kann in den labGate connect Einstellungen definiert werden.
- Optimale Deklaration eines übertragenden Patientens als Privatpatient, sofern keine IK-Nummer übertragen wird.
- Übermittelte Diagnosen lassen sich über ein konfiguriertes Trennzeichen einzeln übertragen.

Story

- [LC-21] - GDT Feld 6227 für Rückschreibung editierbar machen ????
- [LC-33] - Anpassungen IDEFIX
- [LC-34] - Anpassungen an labGate Connect

Aufgabe

- [LC-5] - Unbestimmtes Geschlecht und Personengruppe 9
- [LC-6] - Wenn ich als User zwei Einsender zugeordnet habe, dann muss die Voreinstellung geändert werden
- [LC-10] - Automatische Vorbelegung von Einsender und Arzt beim Start

Unteraufgabe

- [LC-14] - Lizenzen im Vorfeld anlegbar machen
- [LC-15] - Man muss sich den Installer pro Lizenz herunterladen können
- [LC-16] - Der Installer muss sich bei der Installationen eine Lizenz ziehen
- [LC-17] - Versions-Zuweisung an Lizenz ermöglichen
- [LC-18] - Fehlermeldung beim Update-Start bei nichtzugewiesener Version verhindern
- [LC-35] - Lizenzname muss in den Eigenschaften angezeigt werden
- [LC-36] - Prüfung ob Nutzer administrative Benutzerrechte besitzt bevor Update-Prüfung vollzogen bzw. Update heruntergeladen werden soll
- [LC-37] - labGate Connect startet nach Herunterladen einfach die setup.exe - ohne weitere Parameter (Target-Dir etc.)
- [LC-38] - Für alle User erscheint bei einer neue labGate Connect Version eine "Bubble" rechts unten, welche darauf hinweist
- [LC-39] - Das Update wird über die labGate Connect "Aktualisierung" zur Verfügung gestellt
- [LC-40] - Die Installation sowie das Update benötigen fortan administrative Benutzerrechte
- [LC-41] - CGM Channel
- [LC-42] - labGate
- [LC-43] - Produkte müssen Eigenschaft besitzen die Auskunft darüber gibt, ob eine Anwendung pro Nutzungseinheit oder pro Benutzer installiert wird (Webseite verhält sich anders als labGate Connect) ("Installationstyp")
- [LC-44] - Lizenzdatei muss erweitert werden um den Lizenznamen
- [LC-45] - bisherige install.bat wird ersetzt durch idfix.ini