

# Version 1.2.0

## Fehlerbereinigungen und Verbesserungen

- [LC-96] - Die LDT-Sätze 0020 und 0021 werden bei einer Export LDT (Rückschreibung in das AIS) nicht mehr verwendet.
- [LC-127] - Der Titel eines Patienten wurde nicht an alle Order-Entry-Zielsystem übermittelt.
- [LC-129] - Die Ablage des Installers in einen tief verschachtelten Ordner konnte bei der Installation zu einem Fehler führen.
- [LC-132] - Ein elektronisch gedruckter Muster 10 Schein in einer links gedrehten Orientierung führte zur Meldung, dass kein Barcode gefunden wurde.

## Neue Funktionen

- [LC-29] - Der Anwender kann nun bestimmen, ob die Rückschreibung der Anforderungen über die Felder 6226/6228, 6330/6331 oder 8480 erfolgen soll - dies ist für unterschiedliche AIS erforderlich.
- [LC-30] - Der Anwender kann nun bestimmen, ob bei der Rückschreibung die Werte für Auftragsnummer, Diagnose, Befund und/oder Auftrags-Ident/Text mit in das AIS zurück importiert werden sollen.
- [LC-94] - Es können für den Dateinamen der Export LDT (Rückschreibung in AIS) Platzhalter verwendet werden:
  - {vorname} = Vorname des Patienten
  - {nachname} = Nachname des Patienten
  - {geb} = Geburtsdatum des Patienten
  - {id} = ID des Patienten aus dem AIS
- [LC-97] - Der Anwender kann entscheiden, ob Feld 4207 (Diagnose/Verdachtsdiagnose) beim LDT Export (Rückschreibung in AIS) verwendet werden soll, oder nicht.
- [LC-98] - Der Anwender kann entscheiden, ob Feld 8418 (Test-Status) beim LDT Export (Rückschreibung in AIS) verwendet werden soll, oder nicht.
- [LC-99] - Regel 425 der LDT-Spezifikation wurde per UI-Modifikation umgesetzt (Entweder das Feld 8300 oder die Felder 8320, 8321, 8322, 8323 müssen vorhanden sein).
- [LC-100] - Der Ersatzwert "000" für Kunden- (Arzt-Nummer) bei der Rückschreibung wird nun automatisch verwendet.
- [LC-114] - Für Pfad-Einstellungen im labGate #connect können Systemvariablen verwendet werden.
- [LC-115] - Die Konfiguration des labGate #connect kann in eine Datei exportiert werden und an einem anderen labGate #connect wieder importiert werden.
- [LC-123] - Bei der Anzeige "Update verfügbar" über die Windows Benachrichtigung, kann der Dialog zur Aktualisierung per Klick auf die Benachrichtigung geöffnet werden.
- [LC-126] - Der Anwender kann entscheiden, ob bei der Rückschreibungs-Datei nichts, das aktuelle Datum oder das Datum der Erhebung in die Feldkennungen 6200, 6201, 8432 und/oder 8439 geschrieben werden soll.
- [LC-130] - In Kombination mit labGate #web 2.0.0 werden alle neu erzeugten und abgeschlossenen Aufträge am verbundenen labGate #connect, statt dem ursprünglich beauftragenden labGate #connect gedruckt.
- [LC-131] - labGate #connect unterstützt nun auch ein Geburtsdatum im Format 00.mm.yyyy, 00.00.yyyy oder dd.00.yyyy.
- [LC-133] - Der Anwender kann nun bestimmen, ob bei der Rückschreibung eine LDT-Datei pro Auftrag, oder eine LDT-Datei für alle Aufträge verwendet werden soll - so ist ein Massen-Rück-Import möglich.