

Version 1.10.0

Neue Funktionen

- **LIC-101** Die Anbindung der Erfassung für Aufträge im Screening wurde erweitert, sodass labGate #web geöffnet werden kann, sofern die #web Version >= 21.02.04 ist.
- **LIC-101** Bei der manuellen Erfassung können Sie nun definieren, ob Sie Abrechnungsinformationen erfassen möchten, oder nicht - diese vereinfachte Erfassung ist für die Auftragerstellung per Screening Modul gedacht.
- **LIC-101** Bei einer Anbindung der manuellen Erfassung an das Screening Modul können nun die Angaben 'E-Mail' und 'Telefonnummer' mit im Fenster des #connects erfasst werden.
- **LIC-106** Für einen besseren Etikettendruck wurde der Druck von ZPL Daten implementiert.
Diese Funktion setzt labGate in der Version > 21.03.38 erforderlich. Ggf. sind Anpassungen an den Etiketten erforderlich. Wenden Sie sich hier bei Bedarf an labgate-support@vireq.com
- **LIC-107** Definieren Sie die Position der benutzerdefinierten Felder und/oder übernommener Felder aus einer GDT Quelle. Zur Verfügung stehen: Header, Datensatz oder Abschluss.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- **LIC-98** Der Druck eines Kostenvoranschlages war über den #iConnect nicht möglich. Dieser Fehler wurde korrigiert.
- **LIC-99** Das Standard Log Level wurde auf die Stufe "WARN" reduziert und kann bei Bedarf erhöht werden.
- **LIC-102** Bei der manuellen Erfassung einer E-Mail-Adresse wird diese nun vor dem Versand an labGate validiert und komplett in Kleinbuchstaben gewandelt - dies erhöht die Toleranz bei Eingaben.
- **LIC-103** Bei der manuellen Erfassung für das Screening Modul wurde eine Ausweisnummer beim Ausweistyp "Unbekannt" nicht übertragen. Diese wird nun trotz des genannten Typen übertragen.
- **LIC-104** Nach dem Versand der manuell erfassten Daten zu einem Probanden wurden die Felder E-Mail und Telefonnummer nicht geleert. Dies wurde korrigiert.
- **LIC-105** Aus Sicherheitsgründen wurde die Verarbeitung des Tokens bei der Anmeldung an labGate optimiert.
- **LIC-108** Bei der Neuinstallation des #connects wird nun die URL des Lizenzservers vorbelegt, um die Installation zu vereinfachen.
- **LIC-109** Der übermittelte Datensatz bei der Prüfung einer Lizenz wurde um Informationen zur Version erweitert, um den Rollout einer neuen Version besser steuern zu können.
- **LIC-110/111** Eingaben für Server URLs werden beim Speichern nun von Leerzeichen vor und nach der Eingabe befreit, um Fehler durch ein versehentliches eingegebenes Leerzeichen zu verhindern.
- **LIC-112** Beim Aufruf von labGate über das integrierte Fenster im iConnect wurde der Browser nicht richtig skaliert. Dieser Fehler wurde korrigiert.