

Version 1.36.x

1.36.1

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

- **LC-526** Der Versicherungsstatus "5" verursachte beim LDT-Import einen Fehler. Dieser wurde korrigiert.

1.36.0

Neue Funktionen

- **LC-489** Anforderungen können jetzt beim GDT-Export in die FK9901 (Jokerfeld) geschrieben werden.

Integration der Diagnosenauswahl

- **LC-517/519/520/521** Das bisher separat eingebundene Tool zur Diagnosenauswahl wird ab sofort im #connect verwendet und kann dort direkt konfiguriert werden.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

- **LC-516** Im GDT-Import kann jetzt für die FK8512 (Erster Tag des letzten Zyklus) eine Datumskonvention je nach PVS konfiguriert werden.
- **LC-523** Bei einer falschen Datumkonvention im GDT-Import wird jetzt eine anwenderfreundliche Meldung ausgegeben.
- **LC-510** Der Defaultwert für "Daten von labGate erhalten" wird ab sofort immer auf 'true' gesetzt.
- **LC-518** Schickt labGate #web mehr als einen vorausgewählten Einsender oder Arzt, wird jetzt immer der zuletzt genutzte Einsender/Arzt in der Auswahl angezeigt.
- **LC-507** Die Behandlung von Sonderzeichen in Textdaten wurde optimiert, sodass es nicht mehr zu einem Fehler in #web kommt.
- **LC-513** Beim Start des Autoupdates wird geprüft, ob eine andere Installation derzeit ausgeführt wird und mit einer Meldung entsprechend angezeigt.
- **LC-525** Eine Konfiguration mit unterschiedlichen Dateinamen schrieb alles in eine Datei. Dies wurde korrigiert.