

# Version 1.27.0

## Neue Funktionen

- **LC-390** Der Anwender kann den Autostart der Anwendung nun über den #connect selbst konfigurieren.
- **LC-391** Einer neue Update-Option "Über Updates per Fenster informieren" wurde umgesetzt.

## Verbesserungen und Fehlerkorrekturen

- **LC-384** Der mitgelieferte Chromium Browser kommt nun in einer neuen Version, da es an manchen Stellen in labGate #web zu Darstellungsfehlern kam.
- **LC-396** Das Fehlerhandling in Bezug auf einen nicht verbundenen Kartenleser bei der manuellen Erfassung wurde optimiert.
- **LC-395** Es konnte vorkommen, dass signierte und versendete Dokumente im Modul "KVConnect" nicht gelöscht wurden, auch wenn die konfiguriert wurde.
- **LC-394** Die Abarbeitung der zu signierenden Dokumente wurde mit Blick auf die Erhöhung der Fehlertoleranz optimiert.
- **LC-393** Beim erstmaligen Aufruf des Konfigurationsdialogs wurden alle eigenständigen Module standardmäßig auf "aktiviert" gesetzt. Dieser Fehler wurde korrigiert.
- **LC-389** Die Anzeige von Fehlern beim Abruf von Nachrichten aus dem SNK wurde optimiert um den Anwender nicht am Arbeiten zu hindern.
- **LC-400** Es konnte vorkommen, dass der #connect sich unerwartet beendet hat, wenn bei einer Überprüfung der Lizenz der Lizenzserver nicht erreichbar war. Dieser Fehler wurde korrigiert.